# **APIHeartRate**

sdk for heartrate band

pod v0.0.9

## Requirements

- iOS 10.0+
- Xcode 10.0+

## 安装

#### CocoaPods

CocoaPods is a dependency manager for Cocoa projects.

如果你没有cocoapods

```
$ gem install cocoapods
```

#### 在 Podfile中添加:

```
source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
platform :ios, '10.0'
use_frameworks!

pod 'APIHeartRate'
```

### 接着运行:

```
$ pod install
```

#### 手动安装

下载源文件APIHearateAPIV2.zip 解压后得到xcframework文件,放入自己的项目

## 用法

### 引入头文件

在项目中引入

import APIHearateAPI

### **APIHeartRateManager**

APIHeartRateManager是一个单例类,所有的连接和数据监听操作都通过它来实现

### 持有一个引用

```
let apiManager = APIHeartRateManager.instance
```

#### 注册监听

```
apiManager.addObserver(observer: self)
```

### 方法调用

```
//扫描设备
apiManager.startScan()
//获取电量
apiManager.getBatteryPower()
//获取厂商名
apiManager.getManufacturerName()
//获取Model名称
apiManager.getModelName()
```

#### 接口列表

功能名称	方法	支 持 状 态	固件支 持版本
扫描设备	startScan(timeOut: Double)	<b>✓</b>	all
停止到扫描	stopScan()	<b>▽</b>	all
获取已连接 设备	getConnectedDevice(uuid:[UUID])	V	all
通过device 对象连接设 备	connectBluetooth(device: BleDicoveryDevice)	<b>▽</b>	all

功能名称	方法	支 持 状 态	固件支 持版本
通过deicelD 连接设备	connectDeviceBy(deviceId: String)	<b>~</b>	all
断开设备	disconnectDevice()	<b>✓</b>	all
注册事件监 听	registerBleListener(listener: APIHeartRateObserver)	<b>▽</b>	all
取消事件监 听	unregisterBleListener(listener: APIHeartRateObserver)	<b>~</b>	all
获取设备电 量	getDeviceBattery()	<b>~</b>	>= v1.1
获取厂商信 息	getDeviceManufacturer()	<b>~</b>	>= v1.1
获取 ModelNum	getDeviceModelNum()	<b>~</b>	>= v1.1
获取硬件版 本	getDeviceHardware()	<b>~</b>	>= v1.1
获取软件版 本	getDeviceSoftware()	<b>~</b>	>= v1.1
获取固件版 本	getDeviceFirmware()	<b>~</b>	>= v1.1
获取系统ID	getDeviceSystemID()	<b>~</b>	>= v1.1
设置心率最 大阈值	setDeviceThreshold(max: UInt8)	<b>~</b>	>= v1.1
获取序列号	getDeviceSerial()	×	
获取步频	getDeviceStepFrequency()	×	
获取实时血 氧	getRealTimeOxygen()	×	
同步时间	syncTime()	<b>▽</b>	>= v1.1
主动读特征	readCharValue(charUUID: String)	<b>~</b>	>= v1.1
主动设置特 征监听	setCharNotify(charUUID: String, enabled: Bool)	<b>▽</b>	>= v1.1

功能名称	方法	支 持 状 态	固件支 持版本
主动写特征	writeChar(charUUID: String, data:Data)	<b>V</b>	>= v1.1
获取历史数 据		×	
Pod 0.0.7			
设置心率区 间	setHeartRateThreshold(min: UInt8, max: UInt8)	<b>▽</b>	>= v1.1
ota接口	startSendOTAFile(data: Data) 状态监听接口:bleOtaStauts(status: OtaStatus, progress: Float);bleOtaError(error: OtaError)	<b>V</b>	>= v1.1
接收手环按 钮切换值	armBandPlayStatusChange(被动)	<b>V</b>	>= v1.1
长按5s接收 解绑指令	armBandUnbind(被动)	<b>V</b>	>= v1.2
恢复出厂设 置	resetBand()	×	

#### **APIHeartRateObserver**

#### 这个代理类返回所有错误和数据

```
//成功更新阈值
   func armBandMaxHeartRateUpdated()
   //成功同步时间
   func armBandSystemTimeUpdated()
   //返回电量
   func devicePower(power: String, device: BleDevice)
   //返回厂商信息
   func deviceManufacturerName(manufacturerName: String, device:
BleDevice)
   //返回Mac地址
   func privateMacAddress(mac: String, device: BleDevice)
   //返回Model名称
   func deviceModelString(modelString: String, device: BleDevice)
   //返回硬件版本
   func deviceHardware(version: String, device: BleDevice)
   //返回固件版本
   func deviceFirmware(version: String, device: BleDevice)
   //返回系统ID
   func deviceSystemData(systemData: Data, device: BleDevice)
   //返回软件版本
```

```
func deviceSoftware(version: String, device: BleDevice)
   //返回序列号
   func deviceSerialNumber(serialNumer: String, device: BleDevice)
   //返回心率
   func armBandRealTimeHeartRate(hRInfo: HRInfo, device: BleDevice)
   //返回当前设备连接状态
   func bleConnectStatus(status: DeviceBleStatus, device: BleDevice?)
   //返回实时步频
   func armBandStepFrequency(frequencyDic: [String:String], device:
BleDevice)
   //返回实时血氧
   func armBandBloodOxygen(num: Int, device: BleDevice)
   func didDiscoveryWith(discovery: [BleDicoveryDevice])
   //完成扫描
   func didFinishDiscoveryWith(discovery: [BleDicoveryDevice])
   //连接断连相关错误
   func bleConnectError(error: BleConnectError, device: BleDevice?)
   //通用错误
   func bleCommonError(error: BleCommonError)
   //蓝牙适配器状态
   func bleAvailability(status: BleAvailability)
```

### License

APIHearRate is released under the MIT License.